

DESENGRASANTE PARA DILUIR PARA FUENTE DE DESENGRASADO BIOTECNOLÓGICA



CALYPSO AD


DESENGRASANTES
Y LIMPIADORES

ACCIÓN

- Desengrasar



Foto de contractual



INNOVACIÓN:

- Compatible con el concepto de fuente de desengrasado biotecnológica.
- Solución acuosa, compuesta por tensoactivos específicos y destinada a la limpieza industrial.
- Se puede utilizar en los materiales: plásticos, metales ferrosos y no ferrosos.

PROTECCIÓN:

- Respeta el medio ambiente y el usuario.
- Sin solventes, sin fosfatos, sin conservantes.

CONSEJO:

- Ideal para desengrasar la siguiente suciedad: grasas, aceites, materias sólidas, residuos carbonados, diversos depósitos...
- Se utiliza con la fuente desengrasante biotecnológica CALYPSO.

MODO DE EMPLEO:

- Diluir al 20 % (es decir 4 volúmenes de agua por 1 volumen de CALYPSO AD).
- Se utiliza en complemento de las cápsulas CALYPSO TABLETTE en la fuente de desengrasado biotecnológica CALYPSO.
- Añadir producto para llenar la fuente.
- Añadir 10 L de producto diluido cada 4 a 6 semanas.

CARACTERÍSTICAS:


- Aspecto: Líquido nítido azul.
- Sin perfume.
- Densidad: 1.
- Temperatura de uso ideal: 38°C.

ENVASES:



Bidón
20 L

pH :



JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- CALYPSO DEMARRAGE ● CALYPSO ENTRETIEN ● CALYPSO VIDANGE

IR: