

# SUBSTRATO HÍPER CONCENTRADO ANTI-CAL A BASE DE BIOSURFACTANTES ESPECIAL SANITARIOS



INNOVACIÓN  
EXCLUSIVIDAD IPC



Foto de contractid



## INNOV' + SANITAIRES

SANITARIOS

**ACCIÓN**

- Limpiar los sanitarios

### INNOVACIÓN:

- Concepto innovador de limpiador de previene la formación de cal (orgánica y mineral) y da brillo a las superficies como el esmalte, la loza, los grifos...

### CONCEPTO + ECONÓMICO:

- Fórmula a base de biosurfactantes hasta 500 veces más eficaz que los tensoactivos de origen petroquímico.
- 500 ml de substrato = 50 L de producto PAE.

- MANIPULACIÓN + PRÁCTICA: su formato en bolsa, con asa y grifo facilitan las manipulaciones.

### PROTECCIÓN:

- USUARIO + PROTEGIDO: sin clasificación toxicológica ni frases de riesgo después de la dilución.
- MEDIO AMBIENTE + PROTEGIDO: reducción de la huella de carbono.
- EMBALAJE + RECICLABLE: cantidad de residuos reducida.
- PAQUETE + LIGERO: prevención de trastornos musculoesqueléticos en las manipulaciones.
- ALMACENAMIENTO + REDUCIDO: ocupa muy poco espacio, bolsa flexible fácil de almacenar.

### CONSEJO:

- Utilizable con el concepto EASY DOZ.


### MODO DE EMPLEO:

- Completar la bolsa con agua para obtener 5 L de concentrado.
- Para desincrustación de choque utilizar el concentrado puro.
- Diluir a un 10 % con el EASY DOZ o la bomba dosificadora, o directamente en un pulverizador.
- Pulverizar el producto por las superficies por tratar.
- Dejar actuar unos minutos.
- Aclarar con agua.

### CARACTERÍSTICAS:


- Líquido límpido azul.
- Perfume fresco, «El Original».

### ENVASES:



Bolsa de  
250 ml.

### pH :



### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- EASY DOZ ● EASY DOZ P

IR: