

NETTOYANT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT CONCENTRÉ À BASE DE BIOSURFACTANTS SPÉCIAL SURFACES DURES



B.4


SOLS ET SURFACES

ACTION

- Nettoyer les surfaces
- Désinfecter les surfaces



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Solution innovante concentrée permettant le nettoyage quotidien des surfaces dures.
- Enrichie en BIOSURFACTANTS : tensio-actifs issus de micro-organismes, jusqu'à 500 fois plus efficaces qu'un tensio-actif d'origine pétrochimique.
- ÉCONOMIQUE : 1 poche de 5 L = 50 L de produit prêt à l'emploi.
- DÉSINFECTANT : • Bactéricide : EN1276 à 1-3 et 5 % en 10 min* • Levuricide Candida Albicans : EN 1275 à 1-3 et 5 % en 15 min* • Bactéricide Staphylococcus aureus EN 13697 à 15 et 30 % en 5 min* • Bactéricide Pseudomonas Aeruginosa EN 13697 à 30 % en 5 min* • Bactéricide Escherichia coli EN 13697 à 30 % en 5 min*.

* en conditions de propreté.

- Formule non abrasive.
- Parfum léger et délicat.

PROTECTION :

- Contient 94 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Aucune manipulation directe du produit concentré.
- Emballage recyclable : quantité de déchets minimisée.
- Formule concentrée = gain de stockage.
- Sans risque de mésusage : distinction rapide des différentes formules de la gamme BEST par un code couleur et alphanumérique.

CONSEIL :

- Utilisable avec la pompe doseuse et le concept Easy Doz.
- Adapté à l'entretien de la totalité des surfaces dures : PVC, surfaces modernes, bois, pierres naturelles, bétons lissés ou cirés, revêtements plastiques, ...
- Idéal pour l'hygiène des téléphones, machines à cafés, terminaux de paiement, ...

MODE D'EMPLOI :

- Diluer le produit à 10 %.
- Pulvériser sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir au minimum 5 minutes pour une action désinfectante.
- Essuyer avec une PROFIBRE.
- Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTÉRISTIQUES :


- Liquide incolore à jaune pâle.
- Parfum : Floral.
- Densité : 1-1,02.
- Préparation à usage biocide TP02/04 (SL : Concentré soluble) : Didecyldiméthylammonium chloride (CAS 7173-51-5) : 0,99% (m/m).

CONDITIONNEMENTS :



Poche
5 L

pH :



AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- EASY DOZ
- PULVÉRISATEUR B.4 750 ML
- POMPE DOSEUSE
- PROFIBRE

IR :